

Bestellformular / Product List

Schicken Sie das gescannte Formular an info@oscident.de oder per Post an die untenstehende Adresse.
Please send the scanned order form to info@oscident.de or by mail to the address on the bottom of the page.

STRIPS / STRIPS

Strips aus medizinischem Stahl, ein- und doppelseitig diamantiert, sterilisierbar, verpackt im transparenten Einzelblister.
Strips made of medical steel, one- and double-sided diamond coated, sterilizable, packed in a transparent single blister.

Artikel Article	Korngröße Description	Beschreibung Description	Blattstärke* band size*	Beidseitig Double-sided REF-Nr.	Menge Amount	Einseitig L One-sided L REF-Nr.	Menge Amount	Einseitig R One-sided R REF-Nr.	Menge Amount	Preis Price
Polisher 	15 µm	extra fine	0.10 mm	1015	<input type="text"/>	1015L	<input type="text"/>	1015R	<input type="text"/>	22,-
Strip 	25 µm	fine	0.15 mm	1025	<input type="text"/>	1025L	<input type="text"/>	1025R	<input type="text"/>	22,-
Strip 	40 µm	medium	0.20 mm	1040	<input type="text"/>	1040L	<input type="text"/>	1040R	<input type="text"/>	22,-
Strip 	60 µm	coarse	0.25 mm	1060	<input type="text"/>	1060L	<input type="text"/>	1060R	<input type="text"/>	22,-
Strip 	90 µm	extra coarse	Polisher	1090	<input type="text"/>	1090L	<input type="text"/>	1090R	<input type="text"/>	22,-
Opener 	15 µm	fine	Polisher	1115	<input type="text"/>					24,-
Opener 	40 µm	medium	Polisher	1140	<input type="text"/>					24,-

*ca. Blattstärke bei Erstanwendung der Instrumente. Es wird empfohlen den ASR Spalt immer mit der Messlehre zu kontrollieren. Einzeln oder im 5er Blister erhältlich.
approx. band size during first use of the instrument. It is recommended to always check the IPR space with a measuring gauge. Available in 1pcs or 5 pcs packages.



STRIP SETS IM ALUKÖFFERCHEN / STRIP SETS IN ALUMINIUM CASE

Individuell zusammengestellte EPS und Starter-Sets, bestellbar im Alukofferchen oder im transparenten Blister.
Individual selection of OPS and Starter-Sets, available in aluminium case or transparent blister.

Artikel Article	REF-Nr. REF-No.	Menge Amount	Preis Price
Ein-Patienten-Set (3 Strips) in Alukofferchen One-Patient-Set (3 strips) in aluminum case 	1003	<input type="text"/>	75,-
Starter-Set-Strips (6 Strips) in Alukofferchen Starter-Set-Strips (6 strips) in aluminium case 	1006	<input type="text"/>	149,-
Starter-Set-ASR: Starter-Set-Strips (1006) + Sirona T3LineEVA Starter-Set-ASR: Starter-Set-Strips (1006) + Sirona T3LineEVA	1009A	<input type="text"/>	809,-
Starter-Set-ASR: Starter-Set-Strips (1006) + W&H WG69A Starter-Set-ASR: Starter-Set-Strips (1006) + W&H WG69A	1009B	<input type="text"/>	819,-




Unsere Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. & Versand / The prices quoted are in EUR and do not include VAT or shipping cost.

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Alle Instrumente sind hergestellt aus medizinischem Stahl, sterilisierbar. Die Silikonringe sind nach der Sterilisation zu erneuern.
All instruments are made of medical steel, sterilizable. The silicone rings have to be replaced after sterilization.

Artikel Article	Beschreibung Description	REF-Nr. REF-No.	Menge Amount	Preis Price
ASR Starter-Set ASR Starter-Set	ASR Sterilisationstray + 6 Strips ASR sterilization tray + 6 strips	1010OS	<input type="text"/>	199,- NEU
Manuelles ASR Starter-Set Manual ASR Starter-Set	ASR Sterilisationstray + 6 Strips, Edelstahlhalter, Messlehre ASR sterilization tray + 6 strips, stainless steel handle, measuring gauge	1010	<input type="text"/>	279,- NEU
Edelstahlhalter Handle double-functional	Gerade und 45° angewinkelt (Strips nicht im Lieferumfang) Straight and 45° angled (strips not included)	1501	<input type="text"/>	75,-
Messlehre Measuring gauge	5 Lehren (0.1 - 0.5mm) - Messbereich: 0.1 - 1.5mm 5 gauges (0.1 - 0.5mm) - Measuring range: 0.1 - 1.5mm	1502	<input type="text"/>	49,- NEU
Sterilisationstray Sterilization tray	Farbcodiertes Sterilisationstray für bis zu 6 Strips Color coded sterilization tray for up to 6 strips	1530OS	<input type="text"/>	69,- NEU



OSZILLIERENDE EVA WINKELSTÜCKE MIT HUBBEWEGUNG / OSCILLATING EVA CONTRA ANGLE HANDPIECES

Die oszillierenden EVA Winkelstücke arbeiten einfach minimalinvasiv. Hohe Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis.
The oscillating EVA contra angle handpieces are easy to work with, minimally invasive and highly efficient.

Artikel Article	Beschreibung Description	REF-Nr. REF-No.	Menge Amount	Preis Price
Sirona T1LineEVA 11L	Eindüsen-spray mit Licht, max. Drehzahl 14.000 U/min, Hub 1.1mm 2.4:1 ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1mm, with fiber optics	1110	<input type="text"/>	809,-
Sirona T3LineEVA 11	Eindüsen-spray, max. Drehzahl 14.000 U/min, Hub 1.1mm 2.4:1 ratio, nozzle spray, stroke movement 1.1mm	1112	<input type="text"/>	679,-
W&H WG-69 LT	Kühlung und Licht, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9mm, 2:1 grün 2:1 ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9mm, with fiber optics	1252	<input type="text"/>	993,-
W&H WG-69 A	Kühlung, max. Drehzahl 20.000 U/min, Hub 0.9mm, 2:1 grün 2:1 ratio green, nozzle spray, stroke movement 0.9mm, with fiber optics	1253	<input type="text"/>	689,-



RECHNUNGSADRESSE / BILLING ADDRESS

Firma / Company

Kundennummer / Customer number

Name, Vorname / Name

Straße, Hausnummer / Street, No

PLZ, Ort, Land / ZIP code, City, Country

Unterschrift / Signature

LIEFERADRESSE / SHIPPING ADDRESS

Falls abweichend von Rechnungsadresse
If different from billing address

Firma / Company

Kundennummer / Customer number

Name, Vorname / Name

Straße, Hausnummer / Street, No

PLZ, Ort, Land / ZIP code, City, Country

Unsere Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. & Versand / The prices quoted are in EUR and do not include VAT or shipping cost.